

### Spirometro Medikro

per le nuove installazioni su sistema **Windows®10** le chiediamo di usare la versione del software Medikro (MSS) che può scaricare da questo link:

<http://www.promedico.it/downloads/3-1MSS.zip>

La nuova versione **3.1** è compatibile con tre tipi di trasduttori:

Software key **MSJH2K**

Rimuovere [ ]English e andare in [X] More Languages e selezionare

[X] **"Italian"** .Selezionare [X] **Interrompi** ricerca unità ambientale

Selezionare [X] **Considera** attendibile il software... Se avete un vecchio Smart Usb assicuratevi di aver inserito nel menu Aiuto/Attivazione funzioni Software, il codice di attivazione relativo al vostro seriale. Collegando lo spirometro la prima volta è possibile che questo non venga attivato in quanto non è stato selezionato alcun modello di trasduttore associato allo spirometro.

E' necessario andare in **Strumenti/Impostazioni/Si/Spirometria/File di linearizzazione** e inserire il codice che c'è nella scatola di boccagli.

### Audiometro Oscilla

Scarichi il programma copiando questa stringa sottolineata ed incollandola sulla barra del browser e selezioni invio.

Per gli strumenti prodotti fra il 2002 e il 2014 copiate questa stringa:

<http://www.promedico.it/downloads/Audioconsole332-Strumenti-oltre2anni.zip>

Per gli strumenti prodotti fra il 2014 e il 2016 copiate questa stringa:

<http://www.promedico.it/downloads/audioconsole-proseries-promedico4-0.zip>

Per gli strumenti prodotti fra il 2016 e il 2018 copiate questa stringa:

[http://www.promedico.it/downloads/setup\\_430.exe.zip](http://www.promedico.it/downloads/setup_430.exe.zip)

Durante la procedura di installazione si ricordi di mettere la spunta sulla domanda "create desktop icon".

NB: se ha usato precedentemente il programma o ha un pc da cui deve travasare i dati (pazienti ed esami), il backup degli esami si esegue copiando la cartella **C:Audioconsoledata/ACDB.mdb** del suo vecchio PC in una penna USB. Se usava già una versione recente di Audioconsole il suo vecchio Database dovrebbe essere in:

**C://Users/Public/AudioConsole\_data/ACDB.mdb**

Copialo e incollalo nel nuovo PC sostituendolo con quello esistente che è vuoto alla prima installazione. (Nelle versioni vecchie di Audioconsole era in C:/AudioconsoleData)

Una volta completata l'installazione nel nuovo PC sostituirà la cartella che trova nella medesima posizione con la cartella del vecchio PC.

### Elettrocardiografo USB - Procard

Ecco il link per scaricare il software dell'ecg Procard XML.

Per installare deve copiare le stringhe sottostante sulla barra del browser e selezionare invio.

\*\*\*prima di installare il software Procard è consigliato fare un backup di => **C:CRX/Data** (il vecchio database delle visite eseguite con il vecchio software Cardiax)

[www.cartsan.it/download/software/proCardSetup4.31.5.exe](http://www.cartsan.it/download/software/proCardSetup4.31.5.exe)